


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam20A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Mk3

Numéro d'article: CM0027641



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la pseudokinase humaine FAM20A, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biominéralisation et l'email.

[En savoir plus](#)

Spécifications Principales du Produit	Détails des Paramètres
Nom du Produit	FAM20A Lapin pAb
Remarques/Alias	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54757
GeneID	54757
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-240 de FAM20A humain (NP_060035.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96MK3
Poids Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace