

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam221A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8C790

Numéro d'article: CM0023131

Introduction

Fam221a Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine FAM221A de souris. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, et réactif de manière croisée avec l'humain et le rat. Convient pour la détection de protéines et les études de localisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Fam221a Rabbit pAb
Remarques/Alias	D330028D13Rik; Fam221a
Espèce	Souris
Identifiant du Gène (Humain)	340277
Identifiant du Gène	231946
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-292 de la protéine Fam221a de souris (NP_766315.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8C790
Poids Moléculaire de la Protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace