

Anticorps Polyclonal Anti-Fam3A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Numéro d'article: CM0023700

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la FAM3A humaine (aa 34-230), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît une protéine sécrétée de type cytokine de 25 kDa avec une activité potentielle de défensine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FAM3A pAb de lapin
Remarques / Alias	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60343
GeneID	60343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-230 de la FAM3A humaine (NP_068578.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P98173
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace