

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam3B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58499

Numéro d'article: CM0017871

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FAM3B humain (PANDER), présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Utilisé pour étudier l'apoptose des cellules alpha et bêta ainsi que la fonction pancréatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM3B Rabbit pAb
Remarques/Alias	2-21 ; ORF9 ; PANDER ; PRED44 ; C21orf11 ; C21orf76 ; FAM3B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	54097
ID du gène	54097
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P58499
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Poche de glace