

Anticorps Polyclonal Anti-Fam3D Pour Wb, Elisa - Q96Bq1

Numéro d'article: CM0020923

Introduction

CamelBio propose un Anticorps Polyclonal Lapin Anti-FAM3D (Q96BQ1) de haute pureté, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour étudier le rôle de la glycoprotéine sécrétée FAM3D dans la biologie placentaire et les voies liées aux lectines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FAM3D Lapin pAb
Remarques/Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Espèce	Humain
GeneID	131177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-204 de la FAM3D humaine (NP_620160.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96BQ1
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace