

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam3D (Pab) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Bq1

Numéro d'article: CM0022955

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FAM3D (EF7/OIT1) humaine pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Validé sur échantillons humains, de souris et de rat. Poids moléculaire prédit : 25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-FAM3D de lapin
Remarques / Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	131177
Identifiant du gène	131177
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96BQ1
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac isotherme