

Anticorps Polyclonal Anti-Fam46A Pour Wb, Elisa - Q96Ip4

Numéro d'article: CM0016513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre FAM46A validé pour Western blot et ELISA. Détecte la terminale nucléotidyltransférase 5A humaine et murine, une polymérase poly(A) cytoplasmique impliquée dans la minéralisation osseuse et la fonction des ostéoblastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM46A Rabbit pAb
Remarques / Alias	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55603
GeneID	55603
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-400 de la FAM46A humaine (NP_060103.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q96IP4
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace