

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam50B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtj8

Numéro d'article: CM0022146

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FAM50B de souris, adapté à la WB, à l'IHC-P et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, de souris et de rat. Utile pour les études d'expression dans les testicules et les recherches sur l'acétylation. Immunogène : protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 70 à 150.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fam50b Rabbit pAb
Remarques/Alias	X5L ; D0H6S2654E ; XAP-5-like ; Fam50b
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	26240
ID du gène (souris)	108161
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70 à 150 de Fam50b de souris (NP_620085.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9WTJ8
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace