

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam65B Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Y4F9

Numéro d'article: CM0026658

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FAM65B (RIPOR2) humaine, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la polarisation cellulaire, la myogenèse et les voies de signalisation liées à la surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM65B Rabbit pAb
Remarques / Alias	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNB104
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9750
GeneID	9750
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la protéine FAM65B humaine (NP_056948.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4F9
Poids de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace