

Anticorps Polyclonal Anti-Fam96 Polyclonal Pour Wb, Elisa - Q9Y3D0

Numéro d'article: CM0026458

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FAM96B humain (CIA2B/MIP18) validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit également avec la souris. Convient pour la recherche sur l'assemblage des clusters fer-soufre et la ségrégation chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FAM96B Lapin pAb
Remarques/Alias	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51647
GeneID	51647
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 du FAM96B humain (NP_057146.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y3D0
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace