

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam98A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nca5

Numéro d'article: CM0022204

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la FAM98A humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la méthylation de l'arginine induite par PRMT1 et de l'homéostasie du squelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM98A pAb de lapin
Remarques/Alias	FAM98A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25940
GeneID	25940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la FAM98A humaine (NP_056290.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8NCA5
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant