

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam98B Pour Wb Et Elisa - Q52Lj0

Numéro d'article: CM0023789

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FAM98B humain (sous-unité du complexe ligase d'épissage des ARNt) pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du traitement des ARNt et la recherche sur le cancer colorectal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-FAM98B
Remarques/Alias	FAM98B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	283742
GeneID	283742
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 du FAM98B humain (NP_775882.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q52Lj0
Poids Moléculaire Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace