


Anticorps Monoclonal Anti-Fanca Pour Wb, Elisa - O15360

Numéro d'article: CM0009221



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine FANCA humaine (163 kDa), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'anémie de Fanconi, la réparation des liaisons interbrins et les études de stabilité chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-FANCA
Remarques/Alias	FA ; FA1 ; FAA ; FAH ; FA-H ; FACA ; FANCH ; FANCA
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2175
ID du gène	2175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 104 de la FANCA humaine (O15360).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15360
Poids de la protéine	163 kDa
Expédition	Sac de glace