


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fanca Pour Wb, Elisa - O15360

Numéro d'article: CM0027425



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la FANCA humaine. Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît la protéine du groupe A de l'anémie de Fanconi, essentielle pour la réparation des ponts interbrins de l'ADN et la stabilité chromosomique. Adapté à la recherche sur l'anémie de Fanconi et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FANCA Rabbit pAb
Remarques / Alias	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-275 de la FANCA humaine (NP_000126.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15360
Poids de la protéine	163 kDa
Expédition	Sac de glace