


Anticorps Polyclonal Anti-Fancc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00597

Numéro d'article: CM0021047



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre FANCC, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la protéine FANCC humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et l'anémie de Fanconi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FANCC Lapin pAb
Remarques/Alias	FA3; FAC; FACC; FANCC
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2176
ID de Gène	2176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-558 de FANCC humain (NP_000127.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00597
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace