

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fancd2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Numéro d'article: CM0003860



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le FANCD2 humain, adapté pour le WB, l'IP et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la réparation de l'ADN, de l'anémie de Fanconi et de la stabilité chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FANCD2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	FA4 ; FAD ; FACD ; FAD2 ; FA-D2 ; FANCD ; FANCD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2177
GeneID	2177
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 du FANCD2 humain (Q9BXW9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXW9
Poids moléculaire protéique	164 kDa
Expédition	Sac de glace