

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fancd2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Numéro d'article: CM0019028



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FANCD2 pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte le FANCD2 humain et de rat, une protéine clé de la réparation de l'ADN. Adapté aux études sur l'anémie de Fanconi, l'instabilité chromosomique et la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FANCD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	2177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-720 de FANCD2 (NP_001018125.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BXW9
Poids de la protéine	164 kDa
Expédition	Sac de glace