


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fancg Pour Wb, Elisa - O15287

Numéro d'article: CM0029164



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FANCG humain (FAG/XRCC9). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN et l'anémie de Fanconi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FANCG
Remarques/Alias	FAG, XRCC9, FANCG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2189
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15287
Poids moléculaire de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace