

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Fanci Pour Wb, Elisa - Q9Nvi1

Numéro d'article: CM0030172



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FANCI humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Idéal pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN, l'anémie de Fanconi et les points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FANCI Rabbit pAb
Remarques / Alias	KIAA1794 ; FANCI
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	55215
Identifiant de gène	55215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1061-1328 de FANCI humain (NP_001106849.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NVI1
Poids de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace