


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fancl Pour Wb Et Elisa - Q9Nw38

Numéro d'article: CM0030124



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FANCL validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Cible l'E3 ubiquitine ligase impliquée dans la réparation de l'ADN de l'anémie de Fanconi. Idéal pour l'étude de la réponse aux dommages à l'ADN et de la prolifération des cellules germinales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FANCL Rabbit pAb
Remarques / Alias	POG; PHF9; FAAP43; FANCL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55120
GeneID	55120
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NW38
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace