

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fap (Protéine D'activation Des Fibroblastes-A) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Numéro d'article: CM0006339



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le FAP humain (Q12884). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour étudier le remodelage de la MEC, la fibrose et le microenvironnement tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-protéine d'activation des fibroblastes- α (FAP)
Remarques/Alias	FAP ; DPPIV ; FAPA ; FAPalpha ; SIMP ; prolyl endopeptidase FAP ; Protéine d'activation des fibroblastes- α (FAP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2191
GeneID	2191
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 411-510 du FAP humain (NP_004451.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12884
Poids protéique	26kDa/87kDa
Expédition	Sac de glace