

Anticorps Monoclonal Anti-Fap Pour Cytométrie En Flux - Q12884

Numéro d'article: CM0011707



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la protéine d'activation des fibroblastes alpha (FAP) humaine pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude du remodelage tissulaire, de la fibrose et du microenvironnement tumoral. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain FAP mAb
Remarques/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2191
GeneID	2191
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q12884
Poids Protéique	27kDa/87kDa
Expédition	Sac de glace