

Anticorps Polyclonal Anti-Fap Pour If/Cci, Elisa - Q12884

Numéro d'article: CM0028573



Introduction

FAP Rabbit pAb est un anticorps polyclonal spécifique de l'homme destiné à l'immunofluorescence/cytométrie de cellules et à l'ELISA, ciblant la protéine alpha d'activation des fibroblastes (Q12884) impliquée dans la croissance tumorale et le remodelage tissulaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et la fibrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAP Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAPA ; SIMP ; DPPIV ; FAPalpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2191
GeneID	2191
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 481 et 580 de la protéine FAP humaine (NP_004451.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12884
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace