

Anticorps Polyclonal Anti-Far1 Pour Wb, Elisa - Q8Wvx9

Numéro d'article: CM0023639

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FAR1 humain (fatty acyl-CoA réductase 1), adapté pour WB et ELISA. Cible une enzyme clé de la biosynthèse des alcools gras, des lipides éther et des monoesters de cire. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et les peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSPSD; PFCRD; MLSTD2; SDR10E1; FAR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84188
GeneID	84188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du FAR1 humain (NP_115604.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WVX9
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace