

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Farsb Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsd9

Numéro d'article: CM0017921



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FARSF humaine (sous-unité bêta de la phénylalanine-ARNt synthétase), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'aminacylation cytoplasmique et la traduction des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FARSF pAb de lapin
Remarques/Alias	FRSB; RJBS; PheHB; PheRS; FARSLB; RILDBC; HSPC173; NEDBLA; RILDBC1; FARSF
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10056
Identifiant de gène	10056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-589 de la FARSF humaine (NP_005678.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NSD9
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace