

Anticorps Monoclonaux Anti-Fas Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25445

Numéro d'article: CM0003905



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Fas humain (CD95, APO-1, TNFRSF6). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Fas Lapin mAb
Remarques/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	355
GeneID	355
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du Fas humain (NP_000034.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P25445
Poids Protéique	9-38 kDa
Expédition	Sac de glace