

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fas Pour Wb, Elisa - P25445

Numéro d'article: CM0017590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Fas humain (CD95/APO-1), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, ce qui en fait un choix idéal pour les études sur l'apoptose et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fas pAc Lapin
Remarques/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Espèce	Humain
GeneID (humain)	355
GeneID	355
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 du Fas humain (NP_000034.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25445
Poids de la protéine	9-38 kDa
Expédition	Sac de glace