


Anticorps Monoclonal Anti-Fascin/Fscn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16658

Numéro d'article: CM0007787



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Fascine (FSCN1), validé pour le Western Blot (WB), l'immunohistochimie sur coupes paraffinées (IHC-P) et le test ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Reconnaît la protéine de 55 kDa impliquée dans la formation de faisceaux d'actine, jouant un rôle dans les protrusions cellulaires et la migration. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Fascin/FSCN1
Remarques/Alias	HSN ; SNL ; p55 ; FAN1 ; Fascine/FSCN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6624
GeneID	6624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 249-362 de la Fascine/FSCN1 humaine (Q16658).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Western Blot (WB), Immunohistochimie sur coupes paraffinées (IHC-P), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16658
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace