

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fastkd1 Pour Wb, Elisa - Q53R41

Numéro d'article: CM0027762

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FASTKD1 humain, validé pour Western blot et ELISA. Détecte la FASTKD1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | FASTKD1 Lapin pAb                                                                                    |
| Remarques/Alias     | FASTKD1                                                                                              |
| Espèce              | Humain                                                                                               |
| ID de gène (Humain) | 79675                                                                                                |
| ID de gène          | 79675                                                                                                |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 638-847 de FASTKD1 humaine (NP_078898.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                |
| Application         | WB, ELISA                                                                                            |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                  |
| SWISS               | Q53R41                                                                                               |
| Poids moléculaire   | 97kDa                                                                                                |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                         |