

Anticorps Polyclonal Anti-Fastkd2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyy8

Numéro d'article: CM0030618

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant FASTKD2, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine FASTKD2 humaine et murine (81 kDa). Essentiel pour les études sur l'assemblage de la grande sous-unité ribosomale mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FASTKD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	COXPD44 ; KIAA0971
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22868
GeneID	22868
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 51-150 de FASTKD2 humain (NP_055744.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NYY8
Poids Moléculaire Protéique	81 kDa
Expédition	Sac de glace