


Anticorps Monoclonal Anti-Fat10/Ubd Pour Wb Et Elisa - O15205

Numéro d'article: CM0007959



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine humaine FAT10/UBD (Ubiquitin D). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Adapté pour des études sur la dégradation des protéines de type ubiquitine, la signalisation NF- κ B et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAT10/UBD Lapin mAb
Remarques/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Espèce	Humain
GeneID	10537
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 70-150 de la protéine humaine FAT10/UBD (O15205)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15205
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace