


Anticorps Polyclonal Anti-Fat10/Ubd Pour If/Icc, Elisa - O15205

Numéro d'article: CM0017857



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ubiquitine D humaine (FAT10/UBD), validé pour IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude des modifications de type ubiquitine, de la dégradation protéasomique et des voies de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAT10/UBD Lapin pAb
Remarques/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10537
ID de gène	10537
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de FAT10/UBD humain (NP_006389.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15205
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace