


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fat10/Ubd Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15205

Numéro d'article: CM0027287



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FAT10/UBD (ubiquitine D) humaine. Convient pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Masse protéique de 18 kDa. Idéal pour l'étude de la voie ubiquitine-protéasome, de l'immunité et des maladies rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FAT10/UBD Rabbit pAb
Remarques / Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10537
Identifiant du gène	10537
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 165 de FAT10/UBD humaine (NP_006389.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15205
Masse protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace