

Anticorps Monoclonal Anti-Fatp4/Slc27A4 Pour Wb, Elisa - Q6P1M0

Numéro d'article: CM0007279

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-FATP4/SLC27A4 validé pour WB et ELISA, détectant le FATP4 humain et murin, un transporteur d'acides gras à longue chaîne et une acyl-CoA ligase impliquée dans le métabolisme lipidique. Convient pour la recherche sur le transport des acides gras, le métabolisme et la fonction de barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FATP4/SLC27A4 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	IPS ; FATP4 ; ACSVL4 ; FATP4/SLC27A4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10999
GeneID	10999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-237 du FATP4/SLC27A4 humain (NP_005085.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6P1M0
Poids protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace