

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acide Gras Synthase (Fasn) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49327

Numéro d'article: CM0002607



### Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin cible l'Acide Gras Synthase (FASN) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec le FASN humain, souris et rat, adapté pour les études sur la biosynthèse des acides gras.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Acide Gras Synthase (FASN) mAc Lapin                                                                                                     |
| Remarques/Alias    | FAS; OA-519; SDR27X1; Acide Gras Synthase (FASN)                                                                                         |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)    | 2194                                                                                                                                     |
| GeneID             | 2194                                                                                                                                     |
| Immunogène         | Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2400-2500 du FASN humain (P49327). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                    |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                    |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                      |
| SWISS              | P49327                                                                                                                                   |
| Poids Protéique    | 273kDa                                                                                                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                             |