

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fatty Acid Synthase (Fasn) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49327

Numéro d'article: CM0018101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FASN humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le FASN endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fatty Acid Synthase (FASN) Lapin pAb
Remarques/Alias	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
Espèce	Humain
GeneID	2194
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2221-2511 de la Fatty Acid Synthase (FASN) humaine (NP_004095.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49327
Poids moléculaire	273kDa
Expédition	Sac de glace