

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbln5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubx5

Numéro d'article: CM0029158

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Fibuline-5 humaine (FBLN5) pour la recherche sur les fibres élastiques et la MEC. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin FBLN5
Remarques/Alias	EVEC ; UP50 ; ADCL2 ; ARMD3 ; CMT1H ; DANCE ; ARCL1A ; FIBL-5 ; HNARMMD ; FBLN5
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10516
GenelD	10516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-448 de la FBLN5 humaine (NP_006320.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBX5
Poids Moléculaire Protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace