


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fbp1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09467

Numéro d'article: CM0002839



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le FBP1 humain (Fructose-1,6-bisphosphatase 1), validé en WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la gluconéogenèse et le métabolisme du glucose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FBP1 mAc Lapin
Remarques/Alias	FBP; FBP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2203
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 239-338 du FBP1 humain (P09467)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09467
Poids Protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace