


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fbp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09467

Numéro d'article: CM0006652



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-FBP1 à haute spécificité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Cible l'enzyme limitante de la gluconéogenèse : fructose-1,6-bisphosphatase 1 (P09467).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBP1 mAb lapin
Remarques / Alias	FBP; FBP1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2203
ID du gène	2203
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la FBP1 humaine (P09467).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09467
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac isotherme