


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09467

Numéro d'article: CM0029328



Introduction

Le FBP1 Rabbit pAb (P09467) est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre un peptide synthétique de la FBP1 humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, il présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la gluconéogenèse et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBP; FBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2203
GeneID	2203
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 50-150 de la FBP1 humaine (NP_000498.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09467
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace