


Anticorps Polyclonal Anti-Fbp2 Pour Wb, Elisa - 000757

Numéro d'article: CM0013855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FBP2 (Fructose-1,6-bisphosphatase isoenzyme 2). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour étudier la synthèse du glycogène à partir du lactate dans le muscle squelettique et les voies métaboliques associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin FBP2
Remarques/Alias	CORLK; FBP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8789
ID du gène	8789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-339 de la FBP2 humaine (NP_003828.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00757
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace