

Anticorps Polyclonal Anti-Fbx32/Fbxo32 Pour Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Numéro d'article: CM0026320

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Fbx32/FBXO32 humain (Atrogin-1, MAFbx), adapté pour WB, IF-P et ELISA. Reconnaît les échantillons humains et murins. Un outil clé pour l'étude de l'atrophie musculaire et du protéolyse médié par l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Fbx32/FBXO32 Lapin pAb
Remarques/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Espèce	Humain
ID de Gène	114907
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-355 du Fbx32/FBXO32 humain (NP_478136.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q969P5
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace