

Anticorps Polyclonal Anti-Fbx32/Fbxo32 Pour Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Numéro d'article: CM0025101

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Fbx32/FBXO32 humain (Atrogin-1, MAFbx). Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Cible une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans l'atrophie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Fbx32 ; MAFbx ; Fbx32/FBXO32
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	114907
Identifiant du gène	114907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-355 du Fbx32/FBXO32 humain (NP_478136.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q969P5
Poids moléculaire de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace