

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fbx32/Fbxo32 Pour Wb, Elisa - Q969P5

Numéro d'article: CM0005016

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le Fbx32/FBXO32 humain (Atrogin-1/MAFbx), une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans l'atrophie musculaire. Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fbx32/FBXO32 Rabbit mAb
Remarques/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBOX32
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	114907
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 du Fbx32/FBOX32 humain (Q969P5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q969P5
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace