

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxl12 Pour Wb Et Elisa - Q9Nxk8

Numéro d'article: CM0015872

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin, ciblant la protéine humaine FBXL12 (protéine 12 à répétitions F-box/LRR). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Outil essentiel pour l'étude de la protéolyse médiée par l'ubiquitine et de l'arrêt du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXL12 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Fbl12; FBXL12
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	54850
ID du gène	54850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-326 de la protéine humaine FBXL12 (NP_060173.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9NXK8
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace