


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxl2 Pour Wb Et Elisa - Q9Ukc9

Numéro d'article: CM0016723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FBXL2 humain (FBL2/FBL3), adapté pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le protéolyse médié par l'ubiquitine, la régulation du cycle cellulaire et la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FBL2; FBL3; FBXL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25827
GeneID	25827
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-240 du FBXL2 humain (NP_036289.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKC9
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace