

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxl5 Pour Wb, Elisa - Q9Uka1

Numéro d'article: CM0029812



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant FBXL5 (protéine 5 à répétition F-box/LRR). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Convient à la recherche sur l'homéostasie du fer, le système ubiquitine-protéasome et la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXL5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FBL4; FBL5; FLR1; FBXL5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26234
GeneID	26234
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 de FBXL5 humain (NP_036293.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKA1
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace