

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxo10 Pour Wb Et Elisa - Q9Uk96

Numéro d'article: CM0020105

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la protéine FBXO10 humaine, un composant du complexe ligase E3 ubiquitine SCF. Validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Convient à la recherche sur l'apoptose et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBX10; PRMT11; FBXO10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	26267
GeneID	26267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la FBXO10 humaine (NP_036298.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9UK96
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace