

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxo2 Pour Wb Et Elisa - Q9Uk22

Numéro d'article: CM0029037

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FBXO2 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée souris et rat. Cible la protéine F-box 2, une composante de reconnaissance du substrat de la ligase ubiquitine SCF impliquée dans la dégradation des glycoprotéines associée au réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin FBXO2
Remarques/Alias	FBG1; FBX2; Fbs1; OCP1; NFB42; FBXO2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	26232
ID du gène	26232
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-296 de FBXO2 humain (NP_036300.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UK22
Poids moléculaire protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace