

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxo21 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94952

Numéro d'article: CM0020006

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FBXO21 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec le FBXO21 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBX21; FBXO21
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23014
Identifiant du gène	23014
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440-621 de la FBXO21 humaine (NP_055817.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94952
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sachet de glace